

Před použitím tohoto Kineziologického tejpů doporučujeme konzultaci s odborníkem.

Při výskytu reakce pokožky tejpů odstraňte. Odstraňujte opatrně s přidržováním pokožky za tejpem. Neodstraňujte násilím.

Nelepte na poraněnou pokožku.

Skladujte v suchu mimo přímé slunce.

Skladujte mimo dosah dětí.

Terapeutické využití kineziotejpů

BB Kineziotejp je elastická páska vyrobená z kvalitní, pružné bavlněné tkaniny. Svou pružností a hmotností se podobá lidské kůži. Páska je tenká, pružná, lehká a voděodolná. Použité lepidlo na bázi pryskyřice, bez latexu, zajišťuje díky své citlivosti na teplo dlouhodobou přilnavost.

Návod k použití:

1. Kineziotejp aplikujeme 30 minut před pohybovou aktivitou
2. Kůže v místě aplikace musí být čistá, suchá, odmaštěná a bez nadměrného ochlupení
3. Kotvy (začátek a konec tejpů) cca 5 cm lepíme bez napětí, volně
4. Aplikace tejpů je většinou volně (vždy dle požadovaného efektu)
5. Po aplikaci tejpů „zažehlíme“, několikrát přejeďeme kořenem dlaně
6. Při odstraňování tejpů postupujeme opatrně, nestrháváme pásku, odstraňujeme ve směru růstu chlupů, lze pod sprchou či použít mýdlo nebo olej

Příklady použití:

Bederní páteř – bolesti, zvýšené napětí svalů, omezený pohyb atd.

- Předklon trupu, tak aby to bylo bez bolesti
- Odměříme tejp v délce od hýždí po oblast dolních žebere
- Položíme tejp volně podél páteře z obou stran a zažehlíme



Krční páteř – ztuhlá šíje, bolest, omezené otáčení hlavy, atd.

- Odměříme tejp od lopatek k vlasové části a nastříháme do písmene V (necháme kotvu)
- Předklon hlavy, brada na hrudník
- Tejp nalepíme od lopatek vždy podél páteře
- Druhý tejp položíme od středu páteře směrem k ramenům na trapézové svaly
- Tejp zažehlíme



Rameno

- Odměříme si délku tejpů od středu pažní kosti po rameno a rozstříháme ho na 3 proužky, kotvu zachováme
- Nalepíme kotvu a poté tejpujeme střední část na ramenní kloub v připažení, dáme ruku na druhé rameno a tejpujeme zadní část k lopatce, poté dáme ruku do zapažení a tejpujeme přední část ke klíční kosti
- Tejp zažehlíme



Tenisový loket

- Odměříme si délku tejpů od hřbetu dlaně po loket a tejpujeme volně k vnějšímu loketnímu kloubu
- Druhý tejp nalepíme kolmo na první v horní části předloktí
- Tejp zažehlíme



Achillova šlacha

- Protáhneme lýtko a nalepíme lehce natažený tejp od paty do 2/3 lýtko (růžový tejp)
- Odměříme si druhý tejp od paty po koleno, rozstříhneme na 2 pruhy a necháme kotvu. Tu nalepíme na patu a pak lehce tejpujeme po obvodu lýtko z obou stran
- Tejp zažehlíme



Kotník - výron, podvrtnutí, bolest,

- Tejpujeme od paty lehce natažený tejp na obou stranách kotníku (růžový tejp)
- Druhý tejp začneme na chodidle, opět lehce natáhneme a tejpujeme křížem přes hlezno na lýtko
- Tejp zažehlíme



Koleno

- Tejpujeme postranní část kolene (kde je bolest, nestabilita), oba tejp s lehkým natažením v oblasti kloubní štěrbiny
- Tejp zažehlíme



TEJPY.cz s.r.o.

Pohnertova 1724/4, 182 00 Praha 8

IČ 24758493, info@tejpy.cz, www.tejpy.cz